

## **ΗΥ** Μαξιλάρι μασάζ

### Οδηγός χρήστη

Εάν το προϊόν δυσλειτουργεί, μην αποσυναρμολογήσετε το προϊόν και επισκευάστε το μόνο από τεχνικούς!

Το μαξιλάρι μασάζ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τον προσαρμογέα δικτύου και το καλώδιο.

Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό αντιστοιχεί στην τάση και το ρεύμα που καθορίζεται από το προϊόν και ότι το ρεύμα αντιστοιχεί στη μέγιστη ισχύ.

Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, απενεργοποιήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το και επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.

### Χρήση

Συνδέστε το βύσμα εξόδου τροφοδοσίας στο μαξιλάρι μασάζ και, στη συνέχεια, συνδέστε το σε μια πρίζα. Πατήστε το κουμπί ON για να ξεκινήσετε τη λειτουργία μασάζ (10 ~ 15 λεπτά / συνεδρία) Για να σταματήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί OFF.

Για αυτοκίνητα: Τοποθετήστε τη φίσα του μαξιλαριού στον αναπτήρα. Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε το κουμπί ON για να ξεκινήσετε τη λειτουργία μασάζ (10 ~ 15 λεπτά / συνεδρία)

Για να σταματήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί OFF.

### Σχόλιο:

**Αποφύγετε τον ύπνο κατά τη διάρκεια του μασάζ.**

**Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος εάν αισθάνεστε αδιαθεσία.**

**Δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος για περισσότερο από 30 λεπτά.**

**Συνθήκες υπό τις οποίες το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται:**

**Στις ακόλουθες περιπτώσεις, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν αμέσως.**

1. Εάν ξαφνικά εισέλθει νερό στο προϊόν
2. Εάν το προϊόν είναι σπασμένο, κατεστραμμένο
3. Σοβαρός πόνος κατά τη διάρκεια του μασάζ.
4. Κατά την οδήγηση με υψηλή ταχύτητα
5. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η θερμοκρασία είναι πάνω από 40 βαθμούς.

Εάν έχετε προβλήματα υγείας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση.

Τεχνικές παράμετροι του προϊόντος:

Τάση: DC12V

Ονομαστικό ρεύμα: 2A

Συχνότητα: 50Hz

Ισχύς: 20W

Τάση αυτοκινήτου: 12V

Ρεύμα: AC110 ~ 240V

Forgalmazó: MND Distribution Kft. 1214 Bp. Orion utca 14. [mnddistributioninfo@gmail.com](mailto:mnddistributioninfo@gmail.com)

Καθάρισμα:

Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο και ότι δεν είναι ενεργοποιημένο. Σκουπίστε με ένα ελαφρώς υγρό πανί και σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.