

Χαρακτηριστικά προϊόντος


1. Τεχνικά στοιχεία:
 - Τάση: Alkaine 1.5V AAAx2EA
 - Λειτουργίες: A-F (6 ρυθμιζόμενες λειτουργίες)
 - Συχνότητα: 1-100Hz
 - Χρόνος λειτουργίας: 12 λεπτά (ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα)
 - Έξοδος: μέγ. 9,8 mA
 - Μέγεθος: 21 * 10 * 2,3 εκ
 - Βάρος: 57,4 gTermék funkciói
- 6 εύχρηστα προγράμματα εξάσκησης και 10 επίπεδα έντασης
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 12 λεπτά

Πως να το χρησιμοποιήσετε

1. Λειτουργία:



Ένδειξη Λειτουργίας:



Όταν πατήσετε το κουμπί "Ενεργοποίηση" και το κουμπί "Αύξηση ισχύος", η ένδειξη ανάβει αργά.

Πατώντας τα κουμπιά "Απενεργοποίηση" και "Μείωση έντασης", η ενδεικτική λυχνία θα μειωθεί αργά.

- 6 διαφορετικές λειτουργίες (A-F) με 10 εντάσεις
- Διατηρήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τις μπαταρίες στεγνές.

ΧΡΗΣΗ

1. Καθαρίζετε πάντα την επιφάνεια του σώματος όπου θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν πριν από τη χρήση.
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα βινυλίου.
3. Συνδέστε το προϊόν στο επιθυμητό μέρος του σώματος.
 1. Μην το κολλάτε όταν είναι ενεργοποιημένο!
 2. Μην αγγίζετε την πλευρά του αυτοκόλλητου επιθέματος.



Αφού ενεργοποιήσετε, επιλέξτε το χαμηλότερο ταχύτητα

- Τοποθετήστε τα μαξιλαράκια στα σημεία του σώματος που επιθυμείτε
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσετε
- Επιλέξτε τη λειτουργία.
- Ρυθμίστε το επίπεδο εξόδου
- Χρόνος λειτουργίας 12 λεπτά / λειτουργία
- Για απενεργοποίηση, πατήστε "OFF / DEC" gombot.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά;

Συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε διαστήματα 12 λεπτών και 2-3 φορές την ημέρα.

Μετά το φαγητό, περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Πάντα ζεσταίνεται πριν τη χρήση.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση.
2. Διαχωρίστε τα μαξιλαράκια ενίσχυσης από τον ελεγκτή ρύθμισης.
3. Τοποθετήστε τα μαξιλαράκια ενίσχυσης πίσω στη θήκη. (Σκουπίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί και ένα ουδέτερο απορρυπαντικό.)