





713-119V00WT



Λαβή κρεβατιού με ρυθμιζόμενο πλάτος και ύψος σε
ατσάλι

UK
CA CE







- ◆ Ελέγξτε αν τα εξαρτήματα είναι πλήρη πριν από την εγκατάσταση.
- ◆ Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι σωστά εγκατεστημένες και σφιγμένες και ότι τα κλιπ είναι στο ίδιο ύψος.
- ◆ Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το χρησιμοποιείτε σε ομαλή επιφάνεια.
- ◆ Δώστε προσοχή στην ασφάλεια κατά τη χρήση και, αν χρειάζεται, κανονίστε να υπάρχει προσωπικό υποστήριξης για βοήθεια.
- ◆ Για μια περίοδο χρήσης, παρακαλείστε να ελέγχετε προσεκτικά αν η σύνδεση έχει χαλαρώσει, αν υπάρχει φθορά στο μαξιλαράκι και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε το εγκαίρως.
- ◆ Άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή ηλικιωμένα άτομα πρέπει να συνοδεύονται από άλλους για να αποφεύγονται δευτερεύοντες τραυματισμοί που προκαλούνται από λανθασμένη χρήση.